

エラスチカ・ワンギーソン染色コンベ資料1 染色工程一覧												
施設	前処理	エラスチカ			分別	水洗	核染色		ワンギーソン			備考
		染色液		時間			染色液	分別	赤系色素	比率	時間	
1	塩酸アルコール 10dips	自家製	前田変法	2時間	純アルコール	流水	鉄ヘマチキシリン 3分	0.5% 塩酸アルコール	ピクリン酸 150	1%酸フクシン 15	5分	
2	純エタノール	自家製	前田変法	45分	純エタノール	流水	鉄ヘマチキシリン 5分	塩酸アルコール	ピクリン酸 100	1%シリウス赤F3BA 3	20分	
3	純エタノール	自家製	前田変法	2時間	なし	流水	鉄ヘマトキシリン 7分	0.5% 塩酸アルコール	ピクリン酸 100	1%シリウス赤F3BA 3	20分	
4	アルコール	自家製	ワイゲルト原法	2時間	70%アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 5分	アルコール	ピクリン酸 110	1%酸フクシン 10	3分	
5	水洗	半自家製	CHROMA	90分	1% 塩酸アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 10分	1% 塩酸アルコール	ピクリン酸 100	1%酸フクシン 12	10分	
6	70%エタノール	半自家製	CHROMA	90分	70%アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 2分		ピクリン酸 100	1%酸フクシン 15	15分	
7	水洗	半自家製	和光	60分	純エタノール	流水	鉄ヘマトキシリン 10分		ピクリン酸 100	1%酸フクシン 30	5分	
8	水洗	半自家製	和光	3時間	95%エタノール	流水	鉄ヘマトキシリン 5分	塩酸アルコール	ピクリン酸 150	1%酸フクシン 12	6分	
9	純エタノール	半自家製	和光	3時間	純エタノール	流水	鉄ヘマトキシリン 5分	－	* ピクリン酸溶液	酸フクシン・シリウス赤	10分	
10	アルコール	市販品	武藤化学	37℃ 90分	純エタノール	純水	鉄ヘマトキシリン 5分	－	ピクリン酸 100	1%酸フクシン 15	30分	
11	1%塩酸アルコール	市販品	武藤化学	60分	1% 塩酸アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 15分	1% 塩酸アルコール	ピクリン酸 100	1%酸フクシン 10	10分	
12	水洗	市販品	武藤化学	60分	95%エタノール	流水	鉄ヘマトキシリン 20分	0.5% 塩酸アルコール	ピクリン酸 150	1%チアジン赤 6	10分	
13	1%塩酸アルコール	市販品	武藤化学	30分	純アルコール				ピクリン酸 90	1%酸フクシン 10	5分	乾燥・ 透徹
14	水洗	市販品	武藤化学	40分	純アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 3分	－	ピクリン酸 160	1%酸フクシン 14	10分	
15	1%塩酸アルコール	市販品	武藤化学	60分	1% 塩酸アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 10分	0.5% 塩酸アルコール	市販品（武藤化学）		10分	
16	2%塩酸アルコール	市販品	武藤化学	60分	2% 塩酸アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 10分	－	ピクリン酸 100	1%シリウス赤F3BA 12	7分	
17	0.5%塩酸アルコール	市販品	武藤化学	2時間	0.5% 塩酸アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 1分	－	ピクリン酸 100	1%酸フクシン 10	10分	
18	水洗	市販品	武藤化学	30分	アルコール	流水	鉄ヘマトキシリン 10分	－	市販品（武藤化学）		10分	