

コンペ標本染色工程一覧

	施設 1	施設 2	施設 3	施設 4	施設 5	施設 6
媒染	カッチン1液 45分	カッチン1液 15分	ブアン液 56℃ 60分	60℃ブアン液 60分	－	カッチン1液 40分
水洗	5分	5分	十分に	1分	－	－
核染色	ワイゲルト鉄ヘマ 10分	ワイゲルト鉄ヘマ 5分	ワイゲルト鉄ヘマ 10分	ワイゲルト鉄ヘマ 15分	カラッチヘマト 10分	2倍カラッチ 15分
分別液	0.5%塩酸アルコール	－	－	－	－	－
色出し	－	－	－	アンモニア水 1分	－	－
水洗	5分	5分	－	－	有り	5分
媒染	－	2秒	－	－	－	カッチン2液 45秒
水洗	－	軽く	－	－	－	純水 数回
オレンジG	0.8% 10分	0.2% 7分	－	－	0.5% 1分	－
停止液	軽く水洗	－	－	－	1%酢酸水 2回	－
赤系染色液	20分	15分	ワンステップ染色液 20分	ビ-ブリッヒ・酸フクシン 2分	10分	加オレンジ G 40分
停止液	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 3回	－	軽く水洗	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 2回
分別液	2.5%リントングステン酸 5分	2.5%リントングステン酸 7分	リントン加・酢酸液	2%リントングステン酸 10分	2.5%リントングステン酸 10分	2.5%リントングステン酸 10分
停止液	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 3回	－	水洗 1分	水洗 ちょっと	1%酢酸水 2回
オレンジG	－	－	－	－	－	－
停止液	－	－	－	－	－	－
アニリン青液	10分	30秒	－	6分	10分	15分
停止液	－	1%酢酸水 3回	－	軽く水洗	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 2回
脱水	イソプロピルアルコール	アルコール	アルコール	アルコール	アルコール	アルコール
透徹	キシレン	キシレン	キシレン	キシレン	キシレン	キシレン
,						
	施設 7	施設 8	施設 9	施設 10	施設 11	
媒染	カッチン1液 30分	カッチン1液 20分	－	ミューラー液 60℃ 90分	カッチン1液 20分	
水洗	5分	有り	有り	15分	3分	

核染色	ワイゲルト鉄ヘマ 10分	ワイゲルト鉄ヘマ 10分	ワイゲルト鉄ヘマ 3分	ワイゲルト鉄ヘマ 20分	ワイゲルト鉄ヘマ 15分	
分別液	－	0.5%塩酸アルコール	－	－	－	
色出し	－	炭酸リチウム	－	－	－	
水洗	5分	有り	有り	有り	5分	
媒染	カッチン2液 10秒	カッチン2液 1秒	－	－	カッチン2液 45秒	
水洗	軽く	有り → 1%酢酸水	－	－	1分	
オレンジG	－	1% 10分	－	2% 10分	0.75% 1分	
停止液	－	1%酢酸水 軽く	－	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 2回	
赤系染色液	40分	20分	30分	15分	30分	
停止液	1%酢酸水	1%酢酸水 軽く	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 2回	
分別液	2.5%リントングステン酸 20分	2.5%リントングステン酸 5分	2.5%リントングステン酸 10分	2.5%リントングステン酸 15分	2.5%リントングステン酸 10分	
停止液	水洗 軽く	1%酢酸水 軽く	1%酢酸水 2回	－	1%酢酸水 1分	
オレンジG	2% 1分	－	－	－	－	
停止液	1%酢酸水	－	－	－	－	
アニリン青 液	メチル青 5分	3分	7分	10分	10分	
停止液	1%酢酸水	1%酢酸水 軽く	ろ紙で押さえる	1%酢酸水 2回	1%酢酸水 2回	
脱水	アルコール	アルコール	アルコール	アルコール	アルコール	
透徹	キシレン	キシレン	キシレン	キシレン	キシレン	