

自家製エラスチカ処方一覧					
施設	フクシン	レゾルシン	ヒドロキノン	硝酸第2鉄	溶媒
1	メルク フクシン	メルク	和光	関東化学	
	・ 6951111	・ 6952906	PAG0830	16026-00	
	1.0g	2g	1.0g	6g/20ml	塩酸Al 300
2	メルク ニューフクシン	小宗化学	和光	和光	
	K14289641	99E0804	SEM1451	WTR3105	
	1.0g	2g	1.0g	5g/40ml	・ メ40
					・ 工200
					・ 水60
3	和光 塩基性フクシン	メルク	和光	和光	
	WTQ3198	K24652293	CEH3903	STF2677	
	1.0g	2g	1.0g	6g/40ml	・ メ40
					・ 工200
					・ 水60
4	和光 塩基性フクシン	メルク		塩化第2鉄	
	CKR2960	KZ2593393		和光	
	2g	5g		CTL3428	
				5.8g/20ml	* 0.2g/100ml工

半自家製エラスチカ処方一覧				
施設	レゾルシンフクシン	溶 媒		濃度
5	KHROMA	2%塩酸純Al		
	0.2g	100ml		0.20%
6	CHROMA	2%塩酸純Al		
	0.2g	100ml		0.20%
7	和光	2%塩酸純Al	1%塩酸70%Al	
	0.6g	20ml	120ml	0.43%
8	和光	1%塩酸純Al	1%塩酸70%Al	
	0.4g	40ml	560ml	0.07%
9	和光	メタノール 60ml	エタノール 300ml	
	6g	水90ml	塩酸4.5ml	1.30%

ワンギーソン処方一覧

施設	ピクリン酸	シリウス赤F3BA	施設	ピクリン酸	酸フクシン	施設	ピクリン酸	
2	キシダ化学	CHROMA	7	和光	和光	9	和光	酸フクシン
	B26066S	1A280		CAJ2764	LKF1778		CAF3480	和光PAF2598
3	関東化学	CHROMA	6	関東化学	MERCK			1%シリウス赤液
	304N1287	1A280		203N1638	829K2624331			武藤
16	関東化学	CHROMA	10	和光	MERCK	12	和光	チアジン赤
	203D2392			CTF2828	637K1891137		CAP3370	東京化成
			5	関東化学	MERCK			
				602E1558	K18010831			
			13	和光	ナカライ			
				ACL8458	VOT8069			
			1	和光	MERCK			
				PAE2843	9648970			
			11	関東化学	MERCK			
				101C1058	K18010831			
			17	和光	ナカライテスク			
				PDJ3749	V8M5995			
			4	島久薬品	MERCK			
				H00135	・ 3278081			
			14	片山化学	MERCK			
				A0948	K23383531			
			8	片山化学	半井化学薬品			
				A1962	16402			