

染色液組成

施設1	施設2	施設3	施設4	施設5	施設6
施設赤系染色液					
キシリジン・ポンソー 量不明	キシリジン・ポンソー 量不明	クロモトロープ2R 06 g	ビーブリッヒスカーレット 09 g	キシリジンポンソー 1 g	キシリジン・ポンソー 06 g
酸フクシン 量不明	酸フクシン 量不明	アニリン青 03 g	酸フクシン 01 g	1%酢酸水 100m l	酸フクシン 02 g
,	アゾフロキシシ 量不明	氷酢酸 10m l	酢酸 2m l	酸フクシン 1 g	アズフロキシシ 01 g
	オレンジG 量不明	りんタングステン酸 08 g	蒸留水 200m l	1%酢酸水 100m l	蒸留水 500m l
		蒸留水 100m l			氷酢酸 1m l
				2：1の割合で混合	
施設分別					
25%リンタングステン酸	25%リンタングステン酸	07%りんタングステン酸、 酢酸液	2%りんタングステン酸	2.5%りんタングステン酸	25%りんタングステン酸
施設オレンジ					
08%オレンジG水溶液	赤系に混合	(－)	(－)	05%オレンジG水溶液 150m l	赤系に混合
				酢酸 3滴	
施設アニリン青					
量不明	量不明	赤系に混合	アニリン青 1 g	アニリン青 05 g	アニリン青 04 g
			蒸留水 100m l	蒸留水 100m l	蒸留水 100m l
			酢酸 2m l	酢酸 8m l	酢酸 8m l
,					
施設7	施設8	施設9	施設10	施設11	
赤系染色液					
ポンソー S X 量不明	キシリジン・ポンソー 2 g	キシリジン・ポンソー 06 g	キシリジン・ポンソー 量不明	キシリジンポンソー 1 g	
酸フクシン	1%酢酸水 100m l	酸フクシン 02 g	酸フクシン	1%酢酸水 100m l	
アゾフロキシシ	酸フクシン 2 g	アズフロキシシ 01 g	アゾフロキシシ	酸フクシン 1 g	
,	1%酢酸水 100m l	蒸留水 500m l	,	1%酢酸水 100m l	

		氷酢酸 1m l			
	2：1の割合で混合	'		2：1の割合で混合	
分別					
25%リントングステン酸	25%リントングステン酸	25%リントングステン酸	25%リントングステン酸	25%リントングステン酸	
オレンジ					
2%オレンジG水溶液	1%オレンジG水溶液	(－)	2%オレンジG水溶液	オレンジG 075 g	
				蒸留水 100m l	
				酢酸 3適	
アニリン青					
アニリン青 04 g	アニリン青 04 g	アニリン青 04 g	アニリン青 量不明	アニリン青 04 g	
蒸留水 100m l	蒸留水 100m l	蒸留水 100m l		蒸留水 100m l	
酢酸 8m l	酢酸 8m l	酢酸 8m l		酢酸 8m l	