

免疫染色（ケラチン）コンペ資料 1

施設	使用キット	方法	前 処 理		酵素処理		ブロッキング
			方法	緩衝液	酵素	条件	
1	なし	LSAB	マイクロウェーブ	pH6.0 リン酸緩衝液	なし		2%スキムミルク／PBS
2	DAKO LSAB2キット／HRP	LSAB	なし		Proteinase K	室温 6分	Proten Blook Serum-Free
3	ベンタナDABユニバーサルキット	LSAB	なし		0.1%トリプシン	37℃ 30分	
4	EnVision プラス	EnVisionプラス	なし		Proteinase K	室温 10分	なし
5	DAKO LSAB2キット／HRP	S-ABC	オートクレーブ	pH6.0 クエン酸緩衝液	なし		(DAKO抗体希釈液)
			なし		0.01%プロテアーゼ	37℃ 20分	
6	ニチレイヒストファインSAB－PO（M）	S-ABC	なし		ペプシン	37℃ 30分	10%正常ヤギ血清
7	なし	EnVision	マイクロウェーブ	pH6.0 クエン酸緩衝液	なし		1%FBS／PBS
8	DAKO LSAB2キット／HRP	LSAB	なし		なし		
9	なし	高感度間接	なし		トリプシン	室温 20分	Proten Blook Serum-Free
10	DAKO LSAB2キット／HRP	LSAB	電気ポット煮沸	pH6.0 クエン酸緩衝液	なし		正常ブタ血清
11	DAKO LSAB2キット／HRP	LSAB	なし		トリプシン	室温 15分	正常ヤギ血清
12	なし	シンプルスステインMAX	なし		なし		なし
13	ニチレイヒストファインSAB－PO（M）	S-ABC	なし		プロテアーゼ	室温 4分	
14	なし	シンプルスステインMAX	なし		トリプシン	37℃ 30分	5% スキムミルク
15	ニチレイヒストファインSAB－PO（M）	S-ABC	なし		トリプシン	37℃ 30分	正常ウサギ血清
16	なし	シンプルスステイン	なし		トリプシン	37℃ 15分	10%正常ヤギ血清